



# Opstahulp

## Quick move

### **Van zit-naar-staand voor mensen met verminderde kracht in het onderlichaam**


Quick Move is een compact, wendbaar hulpmiddel om een cliënt met een geringe balans en weinig beenkracht te verplaatsen. De cliënt moet nog wel wat kracht in de armen en een stafunctie hebben om actief deel te kunnen nemen aan de transfer.

Quick Move is een ideaal hulpmiddel voor cliënten die zelf nog rechtop kunnen gaan staan of zelf deels nog overeind kunnen komen. Daarnaast is hij ook geschikt om een cliënt van bed naar de stoel te helpen of vice versa.

#### **Zorgvoordelen:**

Minimaliseert het risico op rugklachten bij zorgverlenende handelingen, zoals ondersteunen van toiletgang bij cliënten met een goede stafunctie.

- Reduceert het aantal tiltransfers met een actieve tillift wanneer de cliënt zelf nog goed kan opstaan.
- Door de compacte vormgeving is er goed oog-in-oog-contact tussen cliënt en verzorgende.
- De zit- en sta-op functie van de cliënt wordt zoveel mogelijk actief gehouden.



## Veiligheid en gezondheid medewerkers



### Gemakkelijk een actieve transfer uitoefenen

Met de QuickMove helpt u mensen makkelijk en veilig met opstaan en met staande of zittende transfers. Dit hulpmiddel is specifiek geschikt voor gebruikers met verminderde kracht in het onderlichaam of met een verstoord evenwicht. De QuickMove stimuleert het natuurlijke bewegingspatroon en maakt gebruik van de eigen kracht van degene die u helpt.

## Technische gegevens

### Opstahulp Quick Move

Maximum tilcapaciteit	170 kg
Gewicht Quick Move	35 kg
Diepte zitting	265 mm
Breedte zitting	480 mm

### Specificaties

- Voor gebruikers die enige kracht in de armen hebben en actief aan het proces kunnen deelnemen;
- Compact ontwerp en dus handzaam in gebruik;
- Stimuleert het natuurlijke bewegingspatroon;
- Verstelbare steun voor knieën en onderbenen;
- Verstelbare zitkussens;
- Breedte is aanpasbaar;
- Maximaal gebruikersgewicht 170 kg;
- Diverse accessoires verkrijgbaar voor extra ondersteuning van het bovenlichaam;

### Opties

- BackSupport

## Afmetingen

A Length	900-1030 mm
B Width, inner. Min. leg spread. Castor to castor.	455 mm
C Width, inner. Max. leg spread. Castor to castor.	830 mm
D Width, outer. Min. leg spread. Castor to castor.	615 mm
E Width, outer. Max. leg spread. Castor to castor.	1050 mm
F Width between legs. Min. leg spread.	480 mm
G Width between legs. Max. leg spread.	620 mm
H Height adjustment: Floor to pushbar	1065 – 1120 mm
I Height: Floor top of castor frame	140 mm
J Height: Floor top of leg	45 mm
K Seat height: Min.	730 mm
L Seat height: Max.	850 mm

