

Groep	Doel	Model	Type	Basis materiaal	Bevestiging 2punts juk	Bevestiging 4punts juk	Maten	Kleur	Producteigenschappen	Aandachtspunten
Toiletteren	Toiletteren	Toiletband	Met hoofdsteun (extra buikfixatie aanpassing optioneel)	Polyester	Lussen	CareClips	XS- S- M- L- XL	Blauw	Laat het zitgedeelte vrij voor het verwijderen van kleding.	Let op schouder functie. Evalueer functie beperkingen regelmatig.
			Zonder hoofdsteun (extra buikfixatie aanpassing verplicht)	Polyester	Lussen	CareClips	XS- S- M- L- XL	Blauw	Laat het zitgedeelte vrij voor het verwijderen van kleding.	
Passieve transfer	Toiletteren	Loopvest	Met buikfixatie en beenbanden	Polyester	Lussen	CareClips	S-L	Blauw	Beenbanden te openen voor het verwijderen van kleding	Laat water door. Snel droog.
			VIP met coupnaden	Polyester net	Lussen	CareClips	XS- S- M- L- XL	Blauw	Vochtopenend, zacht, stretch, vormt naar het lichaam.	
			Comfort	Dubbellaags katoen weefsel	Lussen	CareClips	XS- S- M- L- XL	Blauw	Zacht, vochtopenend. Kan in rolstoel aangebracht en weggenomen worden.	
Actieve transfer	Bad gebruik	Longseat	Longseat	Polyester net	Lussen	CareClips	S-M- L	Blauw	Geen naden in zitvlak. Doorlopend model. Geen beenslips.	Gebruik een verbredingsstang bij een 4punts juk.
			Net	Stretch katoen mengweefsel	Lussen	CareClips	S-M- L	Blauw gemeleerd, jeanslook	Laat water door. Snel droog.	
			Met hoofdsteun	Polyester net	Lussen	CareClips	XXS- XS- S- M- L- XL- XL	Blauw	Makkelijk aan te brengen en weg te nemen.	
Actieve transfer	Stalift	Rugsteunband	Schuim en anti- slip (extra buikfixatie aanpassing optioneel)	Temperfoam, fleecy hoos, anti-s lip	Lussen	CareClips	L	Blauw	Goede stabiliteit, stevig. Standaard dubbele careclips.	Let op schouder- en stafunctie. Evalueer functie beperkingen regelmatig.
			Met buikfixatie en beenbanden	Polyester	Lussen	CareClips	S-L	Blauw	Beenbanden te openen voor het verwijderen van kleding	
			Loopvest	Polyester	Lussen	CareClips	S-L	Blauw	Beenbanden te openen voor het verwijderen van kleding	

Tillift accessoires
Verbredingsstang
Spin
Juk voor liggend tillen

Tilband aanpassingen	Dubbele clips
Verlengen beenslips	Beenslip fixatiebandje
Inkorten beenslips	Clips met extra lussen
Hoofdsteunbandjes	Extra coupnaden
Extra coupnaden	Kleur accenten
Buikfixatie	Amputatiezitje
Polstering beenslips	Polstering hoofdsteun
R82 vestje	

Kleur bie	Maat	Lichaamslengte	Borstomvang	Bij fors postuur	Lichaamsgewicht
Wit	XXS	< 100 cm	53-67 cm	Gebruik XS	Tot 200 kg
Bruin/zwart	XS	100-125 cm	67-76 cm	Gebruik S	Tot 200 kg
Rood	S	125-145 cm	76-87 cm	Gebruik M	Tot 200 kg
Geel	M	145-165 cm	87-97 cm	Gebruik L	Tot 200 kg
Groen	L	165-185 cm	97-112 cm	Gebruik XL	Tot 200 kg
Blauw	XL	> 185 cm	112-127 cm	Gebruik XXL	Tot 200 kg
Oranje	XXL	> 185 cm	> 127 cm	Gebruik XXL	In overleg

TR-Care BV  
Faradaystraat 17  
6718 XT Ede  
T: +31 (0)85 485 83 90

F: +31 (0)85 485 83 99

I: [www.tr-care.nl](http://www.tr-care.nl)

E: [info@tr-care.nl](mailto:info@tr-care.nl)



TR-Care